



研究與品管檢驗系列產品

專業銷售各領域檢驗試劑產品，助您實驗一路順暢

生命科學 • 衛生品管 • 微生物檢驗 • 細胞培養 • 抗生素藥敏 • 鑑定與診斷試劑

食品認證快篩 • 溫度監測 • 環境監控 • 實驗室各式用品與儀器



加入官方LINE好友
快速諮詢/訂購

全面研究 · 全心服務

微生物培養基 / 洋菜

培養基粉末 Microbiological Culture Media



ThermoFisher
SCIENTIFIC

HIMEDIA[®]
FOR LIFE IS PRECIOUS



品牌眾多：BD必帝(DIFCO、BBL)，Thermo Oxoid，GIBCO，Himedia (清真Halal 認證)、Neogen..等多種選擇，歡迎洽詢。


- ➔ 適用各種微生物、植物組織、疫苗發酵、乳酸菌、分生轉殖、品管實驗室需求
- ➔ 符合且因應國際法規，如衛福部公告、藥典、ISO、AOAC
- ➔ 稽查文件齊全COA / MSDS，期刊文獻豐富
- ➔ 提供100克，500克，2KG，10KG各式包裝規格



MIT成品培養基 台灣製造生產，品質第一



- ➔ 品質優質，通過IVD-GMP與ISO 13485認可
- ➔ 已配製好，隨開即用，不用擔心粉末用不完與配製錯誤
- ➔ 檢驗單位與教學醫院指定品牌
- ➔ 符合法規要求配方，文件齊全，實驗稽查都過關
- ➔ 提供40片(支)與100片(支)包裝規格



全面研究 · 全心服務

細胞培養

Thermo Scientific Nunc 細胞培養產品

ThermoFisher
SCIENTIFIC

高品質、穩定性佳、Nunc™ Delta 技術、多種表面處理

產品種類

包括表面與材料(如Nunc™ Delta、MaxiSorp™ 和被動吸附表面)、培養瓶、血清移液吸管、培養皿、多孔培養皿、細胞培養多孔盤、凍存管、細胞工廠系統、試管、微孔盤和冷凍小管等。

- 採用USP Class VI等級原料，確保生物相容性
- 無菌性且無 DNA/RNA、內毒素、熱源污染
- 適用於高要求細胞培養應用高度批次一致性，減少變異性

Featured
Products
精選推薦

研究機構、生醫領域，
追求實驗成功，必備神器！



藥敏抗生素紙錠 Antimicrobial Susceptibility

 **BD**  **HIMEDIA**
FOR LIFE IS PRECIOUS

BD BBL Sensi-Disc、Himedia

- 高穩定性：紙錠含量精確，確保抗生素穩定釋放，提供一致的藥效測試結果
- 多種規格：涵蓋廣泛抗生素種類，包括β-內酰胺類、氨基糖苷類、喹諾酮類、四環素類等，滿足各類微生物測試需求
- 符合標準：產品符合CLSI與EUCAST標準
- 適用性廣：可用於臨床醫學檢驗、動物獸醫、食品安全、製藥品管及學術研究等領域



▲ 抗生素紙錠



▲ 革蘭氏染色劑



▲ 菌種保存管/有(無)株



▲ 細菌鑑定套組 免費雲端判讀軟體

全面研究 · 全心服務

衛生監測

Kikkoman ATP冷光儀 日本品牌 值得信賴


kikkoman
通過多國 HACCP、GMP、ISO22000 等
衛生管理體系使用認可

食品工廠、製藥廠、醫院、餐飲業等快速確認清潔效果的場所

- ➔ 即時監測環境衛生狀況，快速多點盤查
- ➔ 食物殘渣、清潔不全、蛋白過敏原、細菌滋長、蟲害殘留
- ➔ 高靈敏度A3法：檢測ATP、ADP、AMP總量
- ➔ 僅需10秒就可得到數值(RLU)
- ➔ 可以儲存2000筆數據，並可轉出為EXCEL檔整理
- ➔ 雲端互聯，便於統一管理數據
- ➔ 應用範圍：清潔驗證、設備監控、表面殘留評估

Featured
Products
精選推薦

日常快速衛生監控，及早發現風險點




顯示 LCD顯示(有背光)
檢測範圍 0 - 999999 RLU
電源 2顆三號鹼性電池
傳輸 USB、藍牙LE(Ver4.1)
尺寸 65 x 176 x 40 mm
重量 255克(空機)

簡單 輕巧 易攜帶



▲ 手部衛生



▲ 工作檯面

▲ 塗抹大面積物體時



▲ 不易清潔區

推薦搭配
LuciPac A3檢測棒



- ➔ 涵蓋ATP、ADP、AMP三種腺苷酸，非僅侷限於ATP
- ➔ 能偵測更多殘留生物有機物(例如體液、食物殘渣、皮膚屑、微生物代謝物)，提高清潔判斷的準確性。
- ➔ 包裝 100 swabs/kit (20包 x 5支鋁箔包)
- ➔ 保存 2-8°C (Do not freeze)

產品	用途
LuciPac A3 Surface(60361)	表面塗抹
LuciPac A3 Surface(Pre-Moistened)(60367)	表面塗抹(預潤濕)
LuciPac A3 Water(60365)	液體 / 飲料
Calibration Kit	品管組



全面研究 · 全心服務

衛生監測

KikkomanATP冷光儀 日本品牌 值得信賴

kikkoman
通過多國 HACCP、GMP、ISO22000 等
衛生管理體系使用認可

食品工廠、製藥廠、醫院、餐飲業等快速確認清潔效果的場所

- ➔ 即時監測環境衛生狀況，快速多點盤查
- ➔ 食物殘渣、清潔不全、蛋白過敏原、細菌滋長、蟲害殘留
- ➔ 高靈敏度A3法：檢測ATP、ADP、AMP總量
- ➔ 僅需10秒就可得到數值(RLU)
- ➔ 可以儲存2000筆數據，並可轉出為EXCEL檔整理
- ➔ 雲端互聯，便於統一管理數據
- ➔ 應用範圍：清潔驗證、設備監控、表面殘留評估

Featured
Products
精選推薦

日常快速衛生監控，及早發現風險點




顯示LCD顯示(有背光)
檢測範圍 0 ~ 999999 RLU
電源 2顆三號鹼性電池
傳輸 USB、藍牙LE(Ver4.1)
尺寸 65 x 176 x 40 mm
重量 255克(空機)

簡單 輕巧 易攜帶



▲ 手部衛生



▲ 工作檯面

▲ 塗抹大面積物體時



▲ 不易清潔區

推薦搭配
LuciPac A3檢測棒



- ➔ 涵蓋ATP、ADP、AMP三種腺苷酸，非僅侷限於ATP
- ➔ 能偵測更多殘留生物有機物(例如體液、食物殘渣、皮膚屑、微生物代謝物)，提高清潔判斷的準確性。
- ➔ 包裝 100 swabs/kit (20包 x 5支鋁箔包)
- ➔ 保存 2-8°C (Do not freeze)

產品	用途
LuciPac A3 Surface(60361)	表面塗抹
LuciPac A3 Surface(Pre-Moistened)(60367)	表面塗抹(預潤濕)
LuciPac A3 Water(60365)	液體 / 飲料
Calibration Kit	品管組



全面研究 · 全心服務

微生物快速檢驗

Kikkoman Easy plate

MICROVAL[®]

國際認證 | 稽查all pass

kikkoman

輕鬆簡單快檢片 稀釋 ▶ 加樣 ▶ 培養 ▶ 判讀CFU


- 國際認證*AOAC、MircoVal、Nordval
- 不占實驗室與培養箱空間
- 無須搭配壓板
- 無經驗好上手，易判讀
- 包裝25片/包
- 適用樣品，水質，空氣落菌..等各式檢驗



產品名稱	目標微生物	培養溫度	培養溫度
Easy Plate AC	總生菌*	35±1°C	48±2 hours
Easy Plate CC	大腸桿菌群*	35±1°C	24±1 hours
Easy Plate EC	大腸桿菌 / 大腸桿菌群*	35±1°C	24±1 hours
Easy Plate SA	金黃色葡萄球菌*	35/37±1°C	24±1 hours
Easy Plate YM-R	黴菌/酵母菌	25±1°C	48±2 hours
Easy Plate EB	腸桿菌科	35/37±1°C	24±1 hours

推薦搭配 自動菌落掃描 計數儀

- 高CP首選，絕對輕鬆入手
- 快速掃描圖檔，輕鬆計數菌數
- 樣品多，效率一樣好
- 讓品管報告標準化
- 降低人眼疲勞
- 減少人為干擾誤差




MicroFast微生物快速檢測片 (MF快篩片)

MicroFast[®]

- 國際認證*AOAC
- 隨開即用
- 品管實驗室，高CP首選
- 包裝25片/包

項目	溫度與時間
AC總生菌*	36±1°C / 48±1h
CC大腸桿菌群*	36±1°C / 18-24h
EC大腸桿菌群/大腸桿菌*	36±1°C / 24±2h
EB腸桿菌科*	36±1°C / 18-24h
SA金黃色葡萄球菌*	36±1°C / 24±2h
YM黴菌/酵母菌*	28±1°C / 48±2h
仙人掌桿菌	30°C / 18-24h



Featured
Products
精選推薦

- 防溢圈優化設計無需搭配壓板
- 菌落顏色顯著不易糊掉
- 直接滴入1 mL樣品
- 體積輕巧、經濟實惠

全面研究 · 全心服務


病原菌快篩

RapidChek(RC)病原菌免疫快篩

RapidChek®

精準、隔天看結果、無經驗上手

- 國際認證AOAC
- 偵測極限1 CFU，適用食品與環境監測
- 免疫法判讀，**陽性：兩條線；陰性：一條線**
- 稽查文件沒問題
- 操作簡單，容易教育訓練，降低人為判讀誤差
- 無須機器設備，不用擔心維護故障問題



產品名稱	目標菌	AOAC編號	檢測時間	包裝
RapidChek SELECT™ Salmonella kit	沙門氏菌	080601	24~48小時	5、50、100 試驗
RapidChek Listeria NextDay™ kit	李斯特菌屬	101102	27小時	
RapidChek Listeria monocytogenes kit	單核球增多性李斯特菌	011805	44~48小時	
RapidChek E. coli O157 (含 H7) kit	大腸桿菌O157	070801	8~12小時	
RapidChek Campylobacter spp. kit	曲狀桿菌	052201	47~49小時	



Precis Method病原菌菌落快篩



高CP方法、快速、簡單入手



- 國際認證AFNOR
- 肉眼好判讀，菌落顏色清晰
- 僅一次增菌，第二天即可判讀
- 產品包裝：MIT培養基40片/盒(9cm培養基)

Featured
Products
精選推薦

- 沙門氏菌：可定性
- 單核球增多性李斯特菌：可定性、可定量
(TFDA衛生標準)



▲ BPW稀釋10倍

▲ 23±3 hrs (定性·增菌)
20 °C, 1 hr (定量·復甦)▲ 沙門氏菌：
紫色菌落▲ 單核球增多性李斯特菌：
有量環藍色菌落

全面研究 · 全心服務

採樣與塗抹

採樣與前處理

- 無菌採樣袋(各式檢體、食品、水質等)，運送實驗室
- 鐵胃均質袋(有/無過濾網)
- 基礎款鐵胃機(全不鏽鋼 / 透明視窗款)
- 提供各式規格OZ；長*寬*高，歡迎洽詢



環境採樣與表面塗抹 EMP, Environmental Monitoring Program



▲緩衝液塗抹棒
(BPW、Phosphate Buffered.)



▲細菌快速檢測棒
(生菌/大腸桿菌群/沙門氏菌/李斯特菌)



▲蛋白質(過敏原)殘留檢測
經濟型



▲多種無菌海綿款
(大範圍採樣)



▲一般空氣採集器
壓縮空氣採集器*填充氣體無菌

全面研究 · 全心服務

冷鍊溫度監測

一次性溫度監測 / 重複性溫度監測

外銷運輸、生鮮蔬果保存溫度有效了解

- 隨物品運輸，準確掌控溫度狀況
- 貨品、倉庫、藥品庫、檢體庫等多用途監測
- 無需軟體即可自動產生 PDF/CSV 報告
- 內建USB接口，可直接連接PC或Android手機，無需數據線或讀卡機



型號	FT-1	FT-1U	FT-1D	FT-10T	FT-10 TH	Tagplus-T*
溫度範圍	-30~70°C	-40~60°C	-30~70°C	-30~70°C	-30~70°C	-30~70°C
可運行天數	7-240天	240天	240天	120天	120天	180
記憶體(筆)	129,600	129,600	65,000	65,000	65,000	35,000
紀錄間隔	10分	10分	10分	1分-24時	1分-24時	1分-24時
重量(g)	11	11	-	27.5	-	29.3g

▲ 尚有多種型號選擇，歡迎洽詢

* FDA CFR21 certified

滅菌確效-溫度壓力記錄器

e-bro
a xylem brand

溫度記錄器



EBI 12-T471

適用 蒸氣滅菌鍋

溫度範圍：-20 to +150°C
記憶容量：50，160筆/channel
感測器：外部溫度探針*2



EBI 12-T220

適用 滅菌鍋排水・烘箱・EtO滅菌

溫度範圍：-20 to +150°C
記憶容量：50，160筆/channel
感測器：外部溫度探針*2



EBI 12-T441

適用 消毒滅菌・H₂O₂・EtO滅菌

溫度範圍：-200 to +200°C
記憶容量：50，160筆/channel
感測器：外部溫度探針*2

溫度壓力記錄器



EBI 12-TP226

適用 消毒滅菌・滅菌設備

溫度範圍：0 to +150°C
壓力範圍：1 to 4000 mbar
記憶容量：33，440筆/channel
感測器：內壓探針*1/外部溫度探針*1



EBI 12-TP226

適用 各式滅菌

溫度範圍：0 to +150°C
壓力範圍：1 to 4000 mbar
記憶容量：20，064筆/channel
感測器：內壓探針*1/外部溫度探針*3

全面研究 · 全心服務

成分快速分析

無線油品偵測儀

HACCP 必備

- 測量油中極性化合物(TPM)百分比來判斷油品質
- 數值顯示即可了解油炸狀況
- 同時監測多個油炸鍋槽
- 可儲存200筆數據，無線傳輸數據，無須手動紀錄
- 全機IP67防水設計
- 中央廚房、連鎖餐飲、個人餐飲品質監測都非常適用



FOM 330 BT Radio Food Oil Monitor

Featured Products
精選推薦



重量：僅250克
精準度：± 1°C ± 2 %
測量範圍：+50°C ~ 200°C
測量範圍：0%~40%極性化合物
常見標準：TPM < 14%：油品狀態良好
≤ TPM ≤ 24%：開始老化
TPM > 24%：油品已劣化，應更換

攜帶式偵測儀 (pH值、糖度、甜度、鹽度)

多種機型，歡迎洽詢

微量樣品、按鍵3秒立即讀值；機身迷你易攜帶



PAL-pH

- 平滑型玻璃電極(不易破，耐用)
- 現場快速測量，無須浸泡KCL
- 樣品量僅需0.6mL，3秒即可顯示數值
- 穩定地測量半固體和粘性樣品
- 數據可傳輸



PAL-1

- 糖度(Brix)0.0至53.0%
- 溫度10.0至100°C
- 適用果汁、食品與工業油，清洗液等多樣
- 數據可傳輸



PAL-SALT

- 鹽類
- 堅固耐用的鈦電極
- 鹽度值可顯示小數點
- 可測量高溫熱湯與固體樣品
- 數據可傳輸

全面研究 · 全心服務


各種檢測試紙

水質檢測試紙

多種項目，歡迎洽詢

快速監測，肉眼判讀

貨號	品項	包裝
5161	餘氯試紙 100-750ppm	100片/盒
5155	餘氯試紙 0-10ppm	100片/盒
5202	過氧化氫試紙 0~400ppm	100片/盒
92110	pH試紙pH0~14	100片/盒
5188	葡萄糖殘留試紙	100片/盒
5149	水硬度試紙 0-425ppm	50片/盒
5152	四級鉍鹽試紙	100片/盒



組織胺檢測棒 Histamine Check Swab



快速、簡單、肉眼即可

- 測定魚肉、鰹魚、魚醬或其他產品的組織胺含量
- 檢測範圍20ppm ~ 80ppm
- 反應時間5分鐘
- 包裝40試驗(20包 x 2支)



食品過敏原快速檢測試紙 Food Allergen



- 適用食品與環境殘留監測
- 操作容易，好判讀
(兩條線：陽性；一條線：陰性)
- 偵測極限2ppm
- 包裝20試驗

貨號	品項	貨號	品項
61950	蛋	61955	花生
61951	牛奶(酪蛋白)	61957	大豆
61952	乳清	61958	芝麻
61953	小麥(麥麩)	61956	甲殼類



專業銷售實驗室各式用品

成為您實驗室最佳優化夥伴，長期供應商



水質過濾膜 / 過濾座



水質過濾膜

- 孔徑: 0.2 μm / 0.45 μm / 0.65 μm / 0.8 μm / 1.2 μm
- 材質: Cellulose Nitrate/Ester(CN)
Cellulose Acetate



自動取膜機

- 紅外線偵測
- 自動吐膜、手動控制皆可



不鏽鋼過濾座 自動排水幫浦 拋棄式濾杯 水質培養基

常見消耗品



接種針/環

- BD Difco™ loops and needles



各式塗抹棒

- L型、三角形



各式棉棒

- 無塵、無棉絮

離心管、培養皿、滴管/無菌吸管Tip

項目眾多 隨時洽詢



Total Research Biotech
全研生技有限公司

☎ 服務電話 04-2425-2963

📱 行動服務 0982-281-134

FAX 服務傳真 04-2425-2967

✉ 服務信箱 service@tr-bio.com

🌐 官方網站 <http://tr-bio.com>

📞 歡迎加入官方LINE好友 (快速諮詢與訂購)



LINE ID : @349bnauq



官方網站